




Uso de adrenalina autoinyectable Altellus® o Jext®

- 1- Agarrar la adrenalina como un puñal, con la mano dominante.
- 2 - Quitar la tapa de la parte posterior más ancha (color azul en Altellus nuevo; color amarillo en Jext)
- 3- Apoyar la parte estrecha (color naranja en Altellus, color negro en Altellus Jext) en el muslo, donde tenga más masa muscular (incluso a través de la ropa)
- 4- Hacer presión hacia abajo hasta oír un ruido (clic)
(También se puede clavar como si fuera un puñal)
- 5- Mantener unos 10 segundos, retirar y dar masaje en la zona durante 10 segundos



Puede ver los videos de demostración en:

Altellus: <http://www.youtube.com/watch?v=1JndtEff-tw>

Jext: <http://www.youtube.com/watch?v=MhFnwz3PEHo>